




MASTDARM-SPEKULA
RECTAL SPEKULA
ESPECULOS RECTALES




Schulze-Bergmann
21,0 cm



07E-001.01
65 mm



07E-001.02
80 mm



07E-001.03
125 mm

08E-001 Randall Nierensteinzange,
Fig. 1

Randall Kidney Stone
Forceps, size 1

08E-002 Randall Nierensteinzange,
Fig. 2

Randall Kidney Stone
Forceps, size 2



08E-001



08E-002

08E-003 Randall Nierensteinzange,
Fig. 3

Randall Kidney Stone
Forceps, size 3

-004 Randall Nierensteinzange,
Fig. 4


Randall Kidney Stone
Forceps, size 4



08E-003



08E-004



Figur size	φ mm	verchromt chrompl. 12"/30cm	NR 22cm SS 8 ³ / ₄ "
1	1	08E-014	08E-027
2	2	08E-015	08E-028
3	3	08E-016	08E-029
4	4	08E-017	08E-030
5	5	08E-018	08E-031
6	6	08E-019	08E-032
7	7	08E-020	08E-033
8	8	08E-021	08E-034
9	9	08E-022	08E-035
10	10	08E-023	08E-036
11	11	08E-024	08E-037
12	12	08E-025	08E-038
13	13	08E-026	08E-039

08E-014/026 Bakes Gallenkanal-Dilatatoren, flexibel, Fig. 1 – 13

Bakes Gall Duct Dilators, malleable, size 1 – 13

08E-027/039 Bakes Gallenkanal-Dilatatoren, starr, Fig. 1 – 13

Bakes Gall Duct Dilators, rigid, size 1 – 13

08E-040 Bakes Gallenkanal-Dilatatoren, Satz a 9 Stück, im Plastik-Etui, starr

Bakes Gall Duct Dilators, rigid, set of 9, in plastic etui

09E-001/017 Otis Harnröhrensonden,
25,0 cm, verchromt,
 $2\frac{2}{3}$ mm – $13\frac{1}{3}$ mm

Otis Bougies a Boule,
chrome plated, 10",
8 – 40 Fr.



French		φ mm
8	09E-001	$2\frac{2}{3}$
10	09E-002	$3\frac{1}{3}$
12	09E-003	4
14	09E-004	$4\frac{2}{3}$
16	09E-005	$5\frac{1}{3}$
18	09E-006	6
20	09E-007	$6\frac{2}{3}$
22	09E-008	$7\frac{1}{3}$
24	09E-009	8
26	09E-010	$8\frac{2}{3}$
28	09E-011	$9\frac{1}{3}$
30	09E-012	10
32	09E-013	$10\frac{2}{3}$
34	09E-014	$11\frac{1}{3}$
36	09E-015	12
38	09E-016	$12\frac{2}{3}$
40	09E-017	$13\frac{1}{3}$

09E-075/093 Harnröhrenkatheter für Männer, 2 mm – 8 mm

Male Catheters, 6 – 24 Fr.

09E-094/112 Harnröhrenkatheter für Frauen, 2 mm – 8 mm

Female Catheters, 6 – 24 Fr.



1/2

09E-075/093

φmm			Fr.
2	09E-075	09E-094	6
2 ¹ / ₂	09E-076	09E-095	7
2 ² / ₈	09E-077	09E-096	8
3	09E-078	09E-097	9
3 ¹ / ₂	09E-079	09E-098	10
3 ² / ₂	09E-080	09E-099	11
4	09E-081	09E-100	12
4 ¹ / ₂	09E-082	09E-101	13
4 ² / ₂	09E-083	09E-102	14
5	09E-084	09E-103	15
5 ¹ / ₂	09E-085	09E-104	16
5 ² / ₂	09E-086	09E-105	17
6	09E-087	09E-106	18
6 ¹ / ₂	09E-088	09E-107	19
6 ² / ₂	09E-089	09E-108	20
7	09E-090	09E-109	21
7 ¹ / ₂	09E-091	09E-110	22
7 ² / ₂	09E-092	09E-111	23
8	09E-093	09E-112	24



1/2

09E-092/112

09E-120 Guyon Kathetereinführer, gebogen, 35,0 cm


Guyon Catheter Introducer, curved, 13³/₄"

09E-121 Guyon Kathetereinführer, gerade, 39,0 cm, nicht abgebildet

Guyon Catheter Introducer, straight, 15¹/₂", not illustrated



09E-120



ERBRICH Cerrahi Aletler
Türkiye Genel Distribütörü



ATLANTIS
MEDİKAL İTHALAT - İHRACAT

Regül Gazi Caddesi No: 28/3 G.O.P. - ANKARA
Tel : (312) 447 87 33 plus Fax : (312) 447 87 34
atlantis@vcszy.com www.atlantismedikal.com




Hysteroskopie Hysteroscopy

Urologie Urology




autoclavable (134°C / 273°F)







31E-020.00

Ø 2,0 mm, 200 mm, Mini-Hysteroskop, Mini Hysteroscope



autoclavable (134°C / 273°F)

302 mm, Hysteroskop, Hysteroscope



	Ø 2,7 mm	Ø 4,0 mm
0°	31E-027.00	31E-040.00
12°		31E-040.01
30°	31E-027.03	31E-040.03
70°	31E-027.07	31E-040.07




31E-060.27

Diagnostikschäft Ø 3,8 mm mit 1 Hahn für Ø 2,7 mm Optik.
Diagnostic sheath Ø 3,8 mm with 1 stop cock for Ø 2,7 mm optic.



31E-061.27

Außenschäft für Dauerspülung Ø 5,0 mm mit 1 Hahn.
Outer sheath for continuous flow Ø 5,0 mm with 1 stop cock.



31E-065.27

Dauerspülschäft Ø 5,3 mm
Sheath for continuous flow Ø 5,3 mm.




31E-067.27

Obturator für 31E-065.27
Obturator for 31E-065.27



31E-070.27

Untersuchungseinsatz mit Instrumentenkanal 5 Char., mit 1 Hahn.
Sheath for continuous flow with instrument channel 5 Char., with 1 stop cock.



31E-072.27

OP-Schaft Ø 3,8 mm mit Instrumentenkanal 5 Char., mit 2 Hähnen.
OP-Sheath Ø 3,8 mm with instrument channel for instruments 5 Char., with 2 stop cocks.



31E-080.40

Diagnostikschäft \varnothing 5,5 mm mit 1 Hahn für \varnothing 4,0 mm Optik.
Diagnostic sheath \varnothing 5,5 mm with 1 stop cock for \varnothing 4,0mm optic.



31E-081.40

Untersuchungsschäft mit 1 Hahn für \varnothing 4,0 mm Optik.
Examination sheath with 1 stop cock for \varnothing 4,0 mm optic.



31E-082.40

Außenschäft zur Dauerspülung \varnothing 6,5 mm mit 1 Hahn zur Verwendung mit Diagnostikschäft 31E-080.40
Outer sheath for continuous flow \varnothing 6,5 mm with 1 stop cock for use with diagnostic sheath 31E-080.40



31E-085.40

Dauerspül-OP-Schaft Ø 7,0 mm mit 1 Hahn und Obturator 31E-087.40
OP-sheath for continuous flow Ø 7,0 mm with 1 stop cock and obturator 31E-087.40

31E-086.40

Dauerspül-OP-Schaft Ø 7,0 mm mit 1 Hahn, allein
OP-sheath only for continuous flow Ø 7,0 mm with 1 stop cock,



31E-087.40

Obturator für 31E-085.40
Obturator for 31E-085.40



31E-088.40

Untersuchungseinsatz mit Instrumentenkanal 7 Char., mit 1 Hahn zur Dauerspülung
Examination sheath with instrument-channel 7 Char., with 1 stop cock.



31E-090.40

Dauerspül-OP-Schaft , gefenstert, Ø 7,0 mm mit 1 Hahn und Obturator 31E-087.40,
für Arbeitseinsatz 31E-095.40

OP-sheath for continuous flow, fenestrated, Ø 7,0 mm with 1 stop cock and obturator 31E-087.40
for use with deflecting mechanism 31E-095.40

31E-091.40

Dauerspül-OP-Schaft, gefenstert Ø 7,0 mm mit 1 Hahn, allein
OP-sheath only for continuous flow, fenestrated, Ø 7,0 mm with 1 stop cock



31E-095.40

Arbeitseinsatz mit Umlenkhebel zur Verwendung mit flexiblen Instrumenten 7 Char.,
mit 1 Hahn zur Dauerspülung

Deflecting mechanism and channel for flexible instruments 7 Char., with 1 stop cock
for continuous flow.



31E-097.40

OP-Schaft Ø 7,0 mm mit Instrumentenkanal 7 Char., mit 2 Hähnen.

OP-sheath Ø 7,0 mm with instrument-channel 7 Char., with 2 stop cocks.



Koagulationselektroden
Coagulation electrodes

5 Char.

7 Char.



Kugel, Ball

31E-120.05

31E-120.07



Nadel, Needle

31E-121.05

31E-121.07



Schlinge, Loop

31E-122.05

31E-122.07



33E-060.24

Elektrodentransporteur (Arbeitselement), passiv schneidend durch Federzug, Griffteil geschlossen, zur Verwendung mit Optik 30°. In Ruhestellung befindet sich die Elektrode im Schaft.

Working element, passive cutting by spring action, closed handle, for use with Telescope 30°. In rest position the electrode is inside the sheath.

Elemento de trabajo, pasivo, para el uso con óptica 30°. Corte por acción del muelle. En la posición de reposo, la asa estará situada dentro de la vaina.

Elemento di lavoro, passivo, per impiego con ottica 30°. Movimento a mezzo molla. In posizione di riposo l'elettrodo é dentro l'asta.



33E-065.24

Elektrodentransporteur (Arbeitselement), aktiv schneidend durch Fingerzug, Griffteil geschlossen, zur Verwendung mit Optik 30°. In Ruhestellung befindet sich die Elektroden spitze außerhalb des Schaftes.

Working element, active cutting by finger action, closed handle, for use with telescope 30°. In rest position the electrode is outside the sheath.

Elemento de trabajo, activo, para el uso con óptica 30°. Corte por acción del dedo. En la posición de reposo, la asa estará situada fuera de la vaina.

Elemento di lavoro, attivo, per impiego con ottica 30°. Movimento a mezzo delle dita. In posizione di riposo l'elettrodo é fuori dall'asta.

ERBRICH Cerrahi Aletler
Türkiye Genel Distribütörü



ATLANTIS
MEDİKAL İTHALAT - İHRACAT

Regül Galip Caddesi No: 26/3 G.C.P. - ANKARA
Tel : (312) 447 87 33 pbx Fax : (312) 447 87 34
atlantis@vsezy.com www.atlantis-medikal.com



38E-100.30

Monopolares Anschlußkabel für Elektrodentransporteure, 3 m lang
 HF connection for working elements, length 300 cm
 Cable de conexión unipolar para elemento de trabajo.
 Vavo unipolare di connessione per elemento di lavoro.



33E-070.24

Resektoskopschaft zur Dauerspülung mit 2 starren Hähnen, bestehend aus:

- 33E-071.24 1 Außenschaft 26 Ch. mit Lochperforation
- 33E-072.24 1 Innenschaft 24 Ch. mit Keramikisolation
- 33E-073.24 1 Standard Obturator

Resectoscope sheath for continuous flow with 2 fixed stopcocks, consisting of:

- 33E-071.24 1 outer sheath 26 Ch. with perforation
- 33E-072.24 1 inner sheath 24 Ch. with ceramic isolation
- 33E-073.24 1 standard obturator

Vaina con irrigación y succión continua con 2 llaves fijas, compuesta de:

- 33E-071.24 1 vaina exterior 26 Ch.
- 33E-072.24 1 vaina interior 24 Ch. con aislamiento cerámico
- 33E-073.24 1 obturador standard

Guaina a flusso continuo con 2 rubinetti fissi, comprendente:

- 33E-071.24 1 guaina esterna 26 Ch.
- 33E-072.24 1 guaina interna 24 Ch. isolamento in ceramica
- 33E-073.24 1 otturatore standard



33E-080.24

Resektoskopschaft zur Dauerspülung mit 2 drehbaren Hähnen, bestehend aus:

- 33E-081.24 1 Außenschaft 26 Ch. mit Lochperforation
- 33E-082.24 1 Innenschaft 24 Ch. mit Keramikisolation, drehbar
- 33E-073.24 1 Standard Obturator

Resectoscope sheath for continuous flow with 2 rotating stopcocks, consisting of:

- 33E-081.24 1 outer sheath 26 Ch. rotatable and with perforations
- 33E-082.24 1 inner sheath 24 Ch. with ceramic isolation, rotatable
- 33E-073.24 1 standard obturator

Vaina con irrigación y succión continua con 2 llaves girables, compuesta de:

- 33E-081.24 1 vaina exterior 26 Ch.
- 33E-082.24 1 vaina interior 24 Ch. con aislamiento cerámico
- 33E-073.24 1 obturador standard

Guaina a flusso continuo con 2 rubinetti rotani, comprendente:

- 33E-081.24 1 guaina esterna 26 Ch.
- 33E-082.24 1 guaina interna 24 Ch. isolamento in ceramica
- 33E-073.24 1 otturatore standard



33E-085.24

Beweglicher Obturator für 24 Ch. Schäfte

Deflecting obturator for 24 Ch. sheaths

Obturador declinable para vaina 24 Ch.

Otturatore incurvato per guaina 24 Ch.



33E-086.24

Sichtobturator für 24 Ch. Schäfte

Visual obturator for use with 24 Ch. sheaths

Obturador visual para vaina 24 Ch.

Otturatore per visualizzazione per guaina 24 Ch.




24 Charr.

Monopolar Elektroden, Unipolar Electrodes, Electrodoos Unipolar, Elettrodi unipolare

	einläufig one stem	zweiläufig two stems
 glatt, smooth, liso, smusso	33E-100.01	33E-101.01
 Messer, Knife, Cuchillo, Bisturi	33E-100.03	33E101.03
 Kugel, Rollerball, Bola, Palla	33E-100.02	33E-101.02
 0°, Schlinge, Loop, Asa, Ansa	33E-100.04	33E101.04
 30° Schlinge, Loop, Asa, Ansa	33E-100.05	33E-101.05
 Kegel, Conical, Cónica, Conco	33E-100.06	33E-101.06
 gerieft, serrated, estriado, seghettato	33E-100.07	33E-101.07



autoclavable (134°C / 273°F)







33E-020.00

Ø 2,0 mm, 200 mm, Mini-Cystoskop, Mini Cystoscope




autoclavable (134°C / 273°F)

302 mm, Cystoskop, Cystoscope



	Ø 2,7 mm	Ø 4,0 mm
0°	33E-027.00	33E-040.00
12°		33E-040.01
30°	33E-027.03	33E-040.03
70°	33E-027.07	33E-040.07



33E-060.24

Elektrodentransporteur (Arbeitselement), passiv schneidend durch Federzug, Griffteil geschlossen, zur Verwendung mit Optik 30°. In Ruhestellung befindet sich die Elektrode im Schaft.

Working element, passive cutting by spring action, closed handle, for use with Telescope 30°. In rest position the electrode is inside the sheath.

Elemento de trabajo, pasivo, para el uso con óptica 30°. Corte por acción del muelle. En la posición de reposo, la asa estará situada dentro de la vaina.

Elemento di lavoro, passivo, per impiego con ottica 30°. Movimento a Mezzo molla. In posizione di riposo l'elettrodo è dentro l'asta.



33E-065.24

Elektrodentransporteur (Arbeitselement), aktiv schneidend durch Fingerzug, Griffteil geschlossen, zur Verwendung mit Optik 30°. In Ruhestellung befindet sich die Elektroden spitze außerhalb des Schaftes.

Working element, active cutting by finger action, closed handle, for use with telescope 30°. In rest position the electrode is outside the sheath.

Elemento de trabajo, activo, para el uso con óptica 30°. Corte por acción del dedo. En la posición de reposo, la asa estará situada fuera de la vaina.

Elemento di lavoro, attivo, per impiego con ottica 30°. Movimento a mezzo delle dita. In posizione di riposo l'elettrodo è fuori dall'asta.



38E-100.30

Monopolares Anschlußkabel für Elektrodentransporteure, 3 m lang
 HF connection for working elements, length 300 cm
 Cable de conexión unipolar para elemento de trabajo.
 Vavo unipolare di connessione per elemento di lavoro.




33E-070.24

Resektoskopschaft zur Dauerspülung mit 2 starren Hähnen, bestehend aus:
 33E-071.24 1 Außenschaft 26 Ch. mit Lochperforation
 33E-072.24 1 Innenschaft 24 Ch. mit Keramikisolation
 33E-073.24 1 Standard Obturator

Resectoscope sheath for continuous flow with 2 fixed stopcocks, consisting of:
 33E-071.24 1 outer sheath 26 Ch. with perforation
 33E-072.24 1 inner sheath 24 Ch. with ceramic isolation
 33E-073.24 1 standard obturator

Vaina con irrigación y succión continua con 2 llaves fijas, compuesta de:
 33E-071.24 1 vaina exterior 26 Ch.
 33E-072.24 1 vaina interior 24 Ch. con aislamiento cerámico
 33E-073.24 1 obturador standard

Guaina a flusso continuo con 2 rubinetti fissi, comprendente:
 33E-071.24 1 guaina esterna 26 Ch.
 33E-072.24 1 guaina interna 24 Ch. isolamento in ceramica
 33E-073.24 1 otturatore standard



33E-080.24

Resektoskopschaft zur Dauerspülung mit 2 drehbaren Hähnen, bestehend aus:

- 33E-081.24 1 Außenschaft 26 Ch. mit Lochperforation
- 33E-082.24 1 Innenschaft 24 Ch. mit Keramikisolation, drehbar
- 33E-073.24 1 Standard Obturator

Resectoscope sheath for continuous flow with 2 rotating stopcocks, consisting of:

- 33E-081.24 1 outer sheath 26 Ch. rotatable
- 33E-082.24 1 inner sheath 24 Ch. with ceramic isolation, rotatable
- 33E-073.24 1 standard obturator

Vaina con irrigación y succión continua con 2 llaves girables, compuesta de:

- 33E-081.24 1 vaina exterior 26 Ch.
- 33E-082.24 1 vaina interior 24 Ch. con aislamiento cerámico
- 33E-073.24 1 obturador standard

Guaina a flusso continuo con 2 rubinetti rotanti, comprendente:

- 33E-081.24 1 guaina esterna 26 Ch.
- 33E-082.24 1 guaina interna 24 Ch. isolamento in ceramica
- 33E-073.24 1 otturatore standard



33E-085.24

Beweglicher Obturator für 24 Ch. Schäfte

Deflecting obturator for 24 Ch. sheaths

Obturador declinable para vaina 24 Ch.

Otturatore incurvato per guaina 24 Ch.



33E-086.24

Sichtobturator für 24 Ch. Schäfte

Visual obturator for use with 24 Ch. sheaths

Obturador visual para vaina 24 Ch.

Otturatore per visualizzazione per guaina 24 Ch.



33E-090.24

Resektoskopschaft mit Zentralhahn 24 Ch., bestehend aus:

- 33E-091.24 1 Resektoskopschaft 24 Ch.
- 33E-073.24 1 Standard Obturator

Resectoscope sheath with central valve 24 Ch., consisting of:


- 33E-091.24 1 Resectoscope sheath with central valve 24 Ch.
- 33E-073.24 1 standard obturator

Vaina para resectoscopio con 1 llave central 24 Ch., compuesta de:

- 33E-091.24 1 vaina resectoscopio con 1 llave central 24 Ch.
- 33E-073.24 1 obturador standard

Guiana per resettoscopio con valvola centrale 24 Ch., comprendente:

- 33E-091.24 1 guiana resettoscopio con 1 valvola centrale 24 Ch.
- 33E-073.24 1 otturatore standard



33E-095.24

Resektoskopschaft mit 1 starren Hahn, 24 Ch., bestehend aus:

- 33E-096.24 1 Resektoskopschaft mit 1 starren Hahn, 24 Ch.
- 33E-073.24 1 Standard obturator

Resectoscope sheath with 1 fixed stopcock 24 Ch., consisting of:

- 33E-096.24 1 Resectoscope sheath with 1 fixed stopcock, 24 Ch
- 33E-073.24 1 standard obturator

Vaina para resectoscopio con 1 llave fija 24 Ch, compuesta de:

- 33E-096.24 1 vaina resectoscopio con 1 llave fija 24 Ch.
- 33E-073.24 1 obturador standard

Guiana per resettoscopio con 1 valvola fissa 24 Ch., comprendente:


- 33E-096.24 1 guiana resettoscopio con 1 valvola fissa 24 Ch.
- 33E-073.24 1 otturatore standard



24 Charr.


Monopolar Elektroden, Unipolar Electrodes, Electrodos Unipolar, Elettrodi unipolare

	einläufig one stem	zweiläufig two stems
 glatt, smooth, liso, smusso	33E-100.01	33E-101.01
 Messer, Knife, Cuchillo, Bisturi	33E-100.02	33E101.02
 Kugel, Rollerball, Bola, Palla	33E-100.03	33E-101.03
 0°, Schlinge, Loop, Asa, Ansa	33E-100.04	33E101.04
 30° Schlinge, Loop, Asa, Ansa	33E-100.05	33E-101.05
 Kegel, Conical, Cónica, Conco	33E-100.06	33E-101.06
 gerieft, serrated, estriado, seghettato	33E-100.07	33E-101.07




Charr. Charr.	Komplett complete	Schaft sheath	Obturator obturator
17	33E-120.17	33E-121.17	33E-122.17
19	33E-120.19	33E-121.19	33E-122.19
21	33E-120.21	33E-121.21	33E-122.21
23	33E-120.23	33E-121.23	33E-122.23
25	33E-120.25	33E-121.25	33E-122.25

Cystoskop-Urethroskop-Schäfte mit Obturator und 2 starren Hähnen
 Cystoscope-urethroscope sheaths with obturator and 2 fixed stopcocks
 Vainas para cisto-uretroscopios con obturator y 2 llaves fijas
 Guaine per cistoscopi-uretroscopi con otturatore e 2 rubinetti fissi




Charr. Charr.	Komplett complete	Schaft sheath	Obturator obturator
17	33E-125.17	33E-126.17	33E-122.17
19	33E-125.19	33E-126.19	33E-122.19
21	33E-125.21	33E-126.21	33E-122.21
23	33E-125.23	33E-126.23	33E-122.23
25	33E-125.25	33E-126.25	33E-122.25

Cystoskop-Urethroskop-Schäfte mit Obturator und Zentralhahn
 Cystoscope-urethroscope sheaths with obturator and central valve
 Vainas para cisto-uretroscopios con obturator y llave central
 Guaine per cistoscopi-uretroscopi con otturatore e valvola centrale




33E-130.00



1 Instrumentenkanal, 1 Instrument channel,
1 canal para instrumentos, 1 canale per strumenti

33E-130.01



2 Instrumentenkanäle, 2 Instrument channels,
2 canales para instrumentos, 2 canali per strumenti


33E-130.02

ERBRICH Cerrahi Aletler
Türkiye Genel Distribütörü



ATLANTIS
MEDİKAL İTHALAT - İHRACAT

Regl. Galip Caddesi No: 26/3 G.O.P. - ANKARA
Tel : (312) 447 87 33 ptx Fax : (312) 447 87 34
atlantis@vezy.com www.atlantismedikal.com



33E-135.01


ein Kanal

Arbeitseinsatz mit Albarran-Lenkhebel und 1 Instrumentenkanal
Albarran bridge with deflecting mechanism and 1 instrument channel
Mecanismo de deflexión Albarran y 1 canal para instrumentos
Ponte D'Albarran con meccanismo di flessione e 1 canale per strumenti

33E-135.02

zwei Kanäle

Arbeitseinsatz mit Albarran-Lenkhebel und 2 Instrumentenkanäle
Albarran bridge with deflecting mechanism and 2 instrument channels
Mecanismo de deflexión Albarran y 2 canales para instrumentos
Ponte d'Albarran con meccanismo di flessione e 2 canali per strumenti



Hakenschere, Hook scissors, Tijera, Forbici

33E-140.01



Probeexzisionszange, Biopsy forceps,
Pinza de biopsia, Pinza per biopsia

33E-140.02



Biopsiefäßzange, Biopsy forceps
Pinza de biopsia, Pinza per biopsia

33E-140.03



Biopsiestanze, Biopsy punch,
Pinza de biopsia, Pinza per biopsia

33E-140.04



Steinfäßzange, Stone Grasping forceps,
Pinza de agarre para cálculos, Pinza da presa per pietre

33E-140.05



Steinzange für 25 Char. Schaft,
Stone punch für use with 25 Char. Sheaths,
Pinza para cálculos para vaina 25 Char.
Pinza tritura pietre per guaina 25 Char.

33E-140.06





33E-200.21

Urethrotom-Schaft 21 Ch. mit 1 Instrumentenkanal 5 Ch., bestehend aus:

- 33E-201.21 1 Urethrotom-Schaft, 21 Char.
- 33E-202.21 1 Obturator
- 33E-203.21 1 Außenschaft, seitlich offen

Urethrotome sheath 21 Ch. with 1 instrument channel 5 Ch., consisting of:

- 33E-201.21 1 Uretrotom sheath, 21 Char.
- 33E-202.21 1 Obturator
- 33E-203.21 1 Supplementary sheath, half-round

Vaina para uretrótomos 21 Ch. con 1 canal para instrumentos 5 Ch., compuesta de:

- 33E-201.21 1 Vaina para uretrótomos, 21 Chr.
- 33E-202.21 1 Obturador
- 33E-203.21 1 Vaina suplementaria, apertura lateral

Guaina per uretrotomo 21 Ch. con 1 canale per strumenti 5 Ch., comprendente:

- 33E-201.21 1 Guaina per uretrotomo 21 Chr.
- 33E-202.21 1 Otturatore
- 33E-203.21 1 Guaina supplementare, mezzo tonda



33E-202.21

Obturator für Urethrotomschaft 33E-200.21

Obturator only, for urethrotome sheath 33E-200.21

Obturador suelto, para vaina de uretrótomos 33E-200.21

Solo otturatore, per guaina uretrotomo 33E-200.21




33E-203.21

Außenschaft, seitlich offen für Schaft 33E-200.21

Supplementary sheath, half-round for sheath 33E-200.21

Vaina suplementaria, apertura lateral para vaina 33E-200.21

Guaina supplementare, mezzo tonda, per guaina 33E-200.21




33E-250.00

Ellik Evakuator, bestehend aus:

- 33E-251.00 1 Glasbehälter, alleine
- 33E-252.00 1 Gummiball, alleine
- 33E-253.00 1 Schlauchansatz mit Schlauch, alleine

Ellik Evacuator, consisting of:

- 33E-251.00 1 glass container, only
- 33E-252.00 1 rubber ball, only
- 33E-253.00 1 tubing connector with tube, only



33E-205.00

Optikbrücke mit 1 Instrumentenkanal 7 Ch. für Urethrotomschaft 21 Ch.
 Telescope bridge with 1 instrument channel 7 Ch. for urethrotome sheath 21 Ch.
 Puente adaptor con 1 canal para instrumentos 7 Ch. para vaina de uretrótomos 21 Ch.
 Ponte per otticha con 1 canale per strumenti 7 Ch. per uretrotomo 21 Ch.



33E-220.01

Strikturmesser gerade, für Urethrotom
 Cold knife straight, for urethrotome
 Cuchillo uretrótomo, recto
 Bisturi per uretrotomo, retto



33E-220.02

Strikturmesser rund, für Urethrotom
 Cold knife round, for urethrotome
 Cuchillo uretrótomo, semi-redondo
 Bisturi per uretrotomo, mezzo tondo